

## Ascenseur De Mise À L'eau Delfino

Référence : 3180448



### DESCRIPTION :

Permet d'accéder à des **piscines et des bassins de 1050 mm de profondeur** minimum. Ascenseur de mise à l'eau en acier inoxydable haute qualité.

**Système d'entraînement hydraulique, s'installe facilement !**

Ce produit nécessite des frais de port supplémentaires. Contactez nous par mail [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com) ou par téléphone 03 66 72 41 50 pour recevoir un devis.



## INFORMATION PRODUIT

### Ascenseur de Mise à L'Eau DELFINO

Le **DELFINO** est conçu pour **permettre l'accès à des piscines ou des bassins** d'une profondeur minimale de 1050 mm. Pouvant être utilisé dans le **domaine privé ou public**, le **DELFINO** permet aux personnes en situation de handicap ou aux utilisateurs de fauteuils roulants de **se rafraîchir** ou d'effectuer, par exemple, des **exercices d'aquagym à des fins thérapeutiques et médicales**.

Grâce à ses **deux leviers de commande** placés au niveau d'entrée et au niveau de sortie, **l'accès se fait en toute autonomie**



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)

et sans l'aide d'une autre personne. Son fauteuil, réglable en hauteur, pivote à 90° automatiquement lors de l'entrée ou de la sortie du bassin.

Le **DELFINO** fonctionne grâce à un **système d'entraînement hydraulique**. La pression d'eau requise pour une charge de 85 kg est de 3 bar. Pour une charge maximale de 120 kg, il est nécessaire d'avoir une **pression d'eau d'au moins 4 bar**. Dans la plupart des foyers, la pression de l'eau est généralement de 4 bar, apportant la quantité nécessaire au fonctionnement de notre ascenseur de mise à l'eau.

L'**ascenseur DELFINO** sait s'adapter aux bassins et aux piscines grâce à ses **deux systèmes de fixation** pouvant être installés de 130 à 350 mm du bord du bassin grâce à un tube en C standard, ou à plus de 350 mm avec un tube en C allongé disponible en option. La fixation peut alors s'effectuer grâce à une :

- **Console encastrée** : il est nécessaire de réaliser un **trou de ø120mm et de hauteur 160 mm**. Pour la fixation, il convient d'utiliser du béton ou une colle adaptée. Assurez-vous que la console est bien positionnée verticalement avec un niveau et que le bord supérieur est au même niveau que le sol avant de la coller.
- **Console vissée** : **Six petits trous de perçage** doivent être exécutés pour ce type de console. Pour la fixation, il est recommandé d'utiliser des chevilles ou des ancrages très résistants. Si le DELFINO doit être démonté, il est possible de simplement dévisser la console.

Quelque soit le mode de fixation choisi, le **DELFINO peut être retiré de son emplacement**, déplacé et stocké, notamment lors de la basse saison ou en cas d'hivernage. Pour la **console encastrée**, il faut alors **obturer le trou avec un bouchon à vis**. Pour la **console vissée**, il suffit de la **dévisser**. Un dispositif de déplacement est aussi disponible en option.

**ATTENTION : Il est important de veiller à ce que le point d'entrée soit facilement accessible aux utilisateurs et qu'un approvisionnement en eau soit également possible avant toute installation du DELFINO.**

## Caractéristiques

- **Matière** : Acier inoxydable 316S haute qualité
- **Siège** : Polypropylène
- **Coloris du siège** :
  - Blanc
  - Bleu
- **Système d'entraînement hydraulique**
- **Nécessite 4 bars de pression**
- **Fixation** :
  - Console vissée ø120 x h.180 mm
  - Console encastrée 305 x 305 mm
- **Hauteur totale** : 2438 mm
- **Profondeur minimale nécessaire** : 1050 mm
- **Usage** :
  - Intérieur
  - Extérieur
- **Charge maximale** : 120 kg
- **Certifié CE**

## Options disponibles

- **Tube type-C allongé et poteau supplémentaire** : pour installer le DELFINO à plus de 350 mm du bord du bassin.
- **Roues de transport** : Pour déplacer facilement votre DELFINO et le stocker en hiver si besoin.



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

- **Accoudoir** : Pour le confort de vos usagers.
- **Accoudoir repliable**
- **Console vissée supplémentaire** : Pour avoir une autre zone d'accès pour votre DELFINO.
- **Console encastrée supplémentaire** : Pour avoir une autre zone d'accès pour votre DELFINO.
- **Course raccourcie de 800-1000 mm**
  
- **Course allongée de 1600 mm**

matériel médical 5,5%

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180448 Modèle - Console vissée

Réf. 3180449 Modèle - Console encastrée



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)