

## Banc de douche avec 2 poignées

Référence : 6880022



### DESCRIPTION :

**Banc de douche avec 2 poignées**

**Existe en 2 finitions:** blanc ou taupe

Ce siège de douche est pratique et peu encombrant. Facile à déplacer et à entretenir, il est **fabriqué en France**.

Ce siège est adapté aux personnes à mobilité réduite avec une **assise confortable**

2 poignées pour plus de **sécurité**



### INFORMATION PRODUIT

**Banc de douche avec 2 poignées**

**Existe en 2 finitions:** blanc ou taupe

Ce siège de douche est pratique et peu encombrant. Facile à déplacer et à entretenir, il est **fabriqué en France**.

Ce siège est adapté aux personnes à mobilité réduite avec une assise confortable



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

2 poignées pour plus de **sécurité**

**Assise confortable**, 8 lattes en polypropylène

Permet de prendre une douche en position assise en tout confort et en **toute sécurité**.

4 patins plastique **anti-dérapant**

## Caractéristiques:

- Garantie 10 ans
- poids net : 3,611kg
- Charge maximum 140 kg
- MATière : Tube aluminium, Polypropylène & Aluminium
- Lattes polypropylène
- 4 patins plastique anti-dérapant
- Pour le nettoyage utilisation de solution à base de savon doux.
- hauteur totale : 650 mm
- hauteur d'assise : 470 mm
- largeur de pied : 425 mm
- largeur d'assise : 554 mm
- diamètre des tubes des pieds : 30 mm

## Ce que dit la loi

Il vous faudra prévoir un **dispositif d'assise légèrement incliné vers l'arrière** afin de limiter les risques de chute et de glissade. Cette assise devra **mesurer entre 45 et 50 cm de large et entre 45 et 50 cm de profondeur** et être munie d'un accoudoir et d'un dossier.

Une **barre d'appui en "T" devra être installée à 75 cm au dessus du sol** et comporter une partie horizontale de 50 cm minimum et une partie verticale de 75 cm minimum.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.

## Conseil de pose

Le banc de douche ajoute de la sécurité à l'utilisateur s'il est installé conformément aux instructions. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation soient bien fixées. Le banc sert uniquement à prendre une douche en position assise, il ne doit en aucun cas servir de marche pied ou d'escabeau.

## ENTRETIEN

**IMPORTANT** : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. **ATTENTION, NE PAS UTILISER** des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 6880022 Couleur - Blanc



### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com

Réf. 6880023 Couleur - Taupe



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.handinorme.com](http://www.handinorme.com)  
mail : [contact@handinorme.com](mailto:contact@handinorme.com)