

Siège de douche relevable Adaggio blanc

Référence : 6880306



DESCRIPTION :

Siège de douche relevable "Adaggio" blanc escamotable avec béquille automatique

Ce siège de douche est **pratique et peu encombrant**.

Facile à monter et à entretenir. Garantie à vie

Adapté aux personnes à mobilité réduite avec une assise confortable et une allure moderne.

INFORMATION PRODUIT

Siège de douche "Adaggio" blanc

Ce siège de douche relevable est **pratique et peu encombrant (78mm replié)**.

Assise ergonomique avec finition mate.

Pieds et plaque de fixation épurés pour une hygiène optimale



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Les atouts produit :

- . Résistant grâce à sa conception en acier inoxydable et ses 5 points de fixation qui permettent d'atteindre une charge de 200kg
- . Tendance avec sa finition mat et son pied dissimulé dans le siège une fois replié.
- . Pratique avec son faible encombrement

Caractéristiques :

- Matériau(x) : support de fixation en aluminium, structure du siège et pieds en acier inoxydable, assise en ABS.
- Pieds finis par embout en caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- Assise relevable
- Trou d'évacuation d'eau
- Fixation murale
- **Charge maximale : 200kg**
- Dimension du siège standard : H 470 x L 463 x P 448?mm
- Dimension du siège compact : H 490 x L 362 x P 369?mm
- Dimension du siège réglable : H 421 à 600 x L 462 x P 450?mm
- 5 trous de fixation, visserie non incluse
- Coloris : blanc (RAL9003)
- Garantie à vie

Le siège de douche est conçu pour une utilisation en position assise. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, il est formellement déconseillé de monter debout sur le siège.

Lorsque le siège est en position relevée, NE PAS L'UTILISER comme barre d'appui.

Ce que dit la loi

Il vous faudra prévoir un **dispositif d'assise légèrement incliné vers l'arrière** afin de limiter les risques de chute et de glissade. Cette assise devra **mesurer entre 45 et 50 cm de large et entre 45 et 50 cm de profondeur** et être munie d'un accoudoir et d'un dossier.

Une **barre d'appui en "T"** devra être installée à **75 cm au dessus du sol** et comporter une partie horizontale de 50 cm minimum et une partie verticale de 75 cm minimum.

Pour en savoir plus, consultez notre [article](#) sur l'aménagement des sanitaires pour PMR.



Par Courrier

408 Rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com