

# Chaise d'évacuation DESIGN

## Référence.

Chaise d'évacuation DESIGN

6780060

## Descriptif.

Notre chaise d'évacuation DESIGN est légère, ultra compacte et pratique à utiliser et à manœuvrer. Elle permet d'évacuer rapidement une personne à mobilité réduite en cas d'urgence, même dans les escaliers. En effet, elle possède un système de courroies auto-freinantes qui permettent de faire glisser la chaise sur les marches d'escaliers.

## Caractéristiques.

- **Matière** : aluminium
- **Matière assise** : toile de vinyle enduit
- **Finition** : polie
- **Couleur du châssis** : argent
- **Couleur de l'assise** : noir/rouge
- **Hauteur dépliée** : 1540 mm
- **Hauteur pliée** : 1040 mm
- **Largeur** : 520 mm
- **Poids** : 10 kg
- **Capacité de charge** : 150 kg

Cette chaise d'évacuation DESIGN permet l'évacuation des PMR par un seul aidant, grâce à son système de courroies anti-dérapantes et auto-freinantes. Ce fauteuil d'évacuation glisse doucement et sans à-coup sur les marches d'escaliers.



La chaise est équipée de 4 roues dont 2 pivotantes avec frein à disposition pour plus de sécurité. L'assise en toile de vinyle enduit est réglable et amovible, vous pouvez la nettoyer facilement. Le système d'ouverture et de fermeture de la chaise est immédiat et se fait en 3 secondes.

Vous retrouverez la notice d'utilisation à l'arrière de l'appui-tête, cela permet à l'utilisateur d'avoir toujours le mode d'emploi à disposition. Le repose-tête est réglable avec 2 sangles pour le maintien de la tête du patient.

# HandiNorme

L'accessibilité des ERP



### Par Courrier

37 avenue Calmette  
ZAC Ravennes les Francs  
59910 BONDUES



### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com