

ERGO BUSTE

Référence.

ergo buste

8010012

Descriptif.

Lors de certaines situations, des personnes peuvent avoir un manque de tonicité dans le haut du corps entraînant un basculement latéral du buste. Ce basculement peut engendrer différents problèmes, tels que des douleurs dorsales ou même la chute de cette personne.

L'Ergo buste est doté de 2 cales latérales pour maintenir le buste droit afin d'éviter les basculements latéraux. Ce système de cales est universel et amovible; réglable dans les axes verticaux et horizontaux, permettant de s'adapter à toutes les morphologies. Il peut s'utiliser sur tous types de fauteuil, la seule restriction à son utilisation étant les dossiers avec renforts latéraux existant. Pour une utilisation optimale, il est recommandé de donner au dossier une légère inclinaison vers l'arrière.

Caractéristiques.

- L'Ergo buste permet de maintenir le buste en position droite
- 2 cales latérales pour maintenir le buste droit. Elles peuvent s'adapter sur tous types de fauteuils (du fauteuil de bureau au fauteuil de gériatrie, en passant par les fauteuils roulants) grâce au système de sangles réglables.
- Insert(s) plastazote
- Housse Tissu Griffin (simili cuir) tissu enduit PVC ignifugé
- Réglable en hauteur et largeur
- Dimensions cales Prof 12 cm x H 20 cm
- Fixation Sangles réglables
- Entretien : solution décontaminante non chlorée



HandiNorme

L'accessibilité des ERP



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com