

## Colle néoprène

Référence : 3280704



### DESCRIPTION :

**Colle néoprène** spécialement conçue pour la mise en place de nos **nez de marche**.

Permet une **meilleure adhérence** au nez de marche et une **meilleure longévité**.

## INFORMATION PRODUIT

**Colle néoprène** spécialement conçue pour la mise en place de nos **nez de marche**.

Permet une **meilleure adhérence** au nez de marche et une **meilleure longévité**.

### Caractéristiques

- **Simple ou double encollage**
- **Haute résistance** à l'arrachement
- **Résistance à la température** : -15°C à +70°C
- **Temps ouvert à 20°C** : 10 min
- **Cartouche de 390 g**
- **contenance** : 310 mL
- **Température minimum de pose** : +1°C



#### Par Courrier

408 Rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 66 72 41 50  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.handinorme.com  
mail : contact@handinorme.com